



IL N'Y A JAMAIS EU DE
MEILLEUR MOMENT

WIDEX **MOMENT**™

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

ENFIN, UNE AIDE AUDITIVE QUI N'A PAS LA SONORITÉ D'UNE AIDE AUDITIVE

Même une excellente aide auditive a toujours eu le son d'une aide auditive - jusqu'à maintenant. La révolutionnaire MOMENT change la donne et restitue le son le plus pur et le **plus naturel jamais entendu**.

Généralement, le son traité par l'aide auditive arrive au tympan plus tard que le son entendu directement. Lorsque ces deux signaux « désynchronisés » se mêlent, vous entendez un son artificiel. Mais avec MOMENT, vous bénéficierez d'un son si pur et si naturel, vous oublierez que vous portez des aides auditives.





LES GENS PRÉFÈRENT MOMENT

AVEC PLUS DE GENS IMPRESSIONNÉS
PAR **PURESOUND™**, IL N'Y A JAMAIS
EU DE MEILLEUR MOMENT

- 95% qualifient le son de PureSound comme étant naturel*
- 82% sont satisfaits avec PureSound en environnements bruyants*
- Des musiciens professionnels sont impressionnés du son naturel de PureSound

En avez-vous assez d'entendre parler de solutions auditives « révolutionnaires » dont le son n'est en réalité pas vraiment différent ? C'est pourquoi MOMENT fait une véritable différence pour votre audition dans la vie réelle.

Les tests montrent qu'une grande majorité d'utilisateurs, nouveaux et expérimentés, préfèrent le programme Widex PureSound de MOMENT dans plusieurs environnements différents. En plus d'offrir la possibilité de personnaliser sans effort votre son, vous bénéficiez d'une aide auditive offrant un son pur et naturel jamais entendu auparavant.

* Balling, Laura W., PhD; Townend, Oliver; Steifenhöfer, Georg, MSc; Switalksi, Wendy, AuD, MBA. (April 2020) Reducing Hearing Aid Delay for Optimal Sound Quality: A New Paradigm in Processing. Hearing Review, Vol. 27, No. 4: 20-26.

DIFFUSER DE VOS APPAREILS

Nous avons actualisé la connectivité Bluetooth 2,4 GHz de MOMENT de sorte que vous puissiez désormais diffuser le son depuis les appareils iOS et Android compatibles, **TV PLAY™** et autres accessoires **DEX**. Vous êtes donc prêt pour tout le divertissement en diffusion que le monde peut offrir avec la meilleure qualité possible.



CONÇUE POUR LA DURABILITÉ

MOMENT est conçue pour une résistance maximale à l'humidité et une longue durée de vie - car moins de corrosion signifie meilleure durabilité.

Vous bénéficierez d'un revêtement nano de pointe résistant à l'humidité. Sans tiroir pile, il y a moins d'ouvertures pour que l'humidité puisse s'infiltrer et pénétrer dans l'aide auditive.

CHARGE N CLEAN

Prenez soin de vos aides auditives rechargeables Widex avec le chargeur CHARGE n CLEAN.



Le confort est discret avec MOMENT. Bien que les modèles rechargeables mRIC R D et BTE R D soient petits et discrets, vous pouvez être confiant que vous bénéficierez de la puissance dont vous avez besoin pour entendre chaque moment.

Vous n'avez pas à changer les piles de vos aides auditives. Il suffit simplement d'utiliser un chargeur ergonomique et facile à utiliser qui s'intègre à votre vie.

CHARGEUR STANDARD

Pour vos aides auditives rechargeables Widex, vous pouvez choisir le chargeur standard, compact et facile à utiliser.



CONTRÔLE DE VOTRE AUDITION DU BOUT DES DOIGTS

LA CONNECTIVITÉ À UN BALAYAGE DU DOIGT

Un son de qualité ne se limite pas à des aides auditives exceptionnelles. De la diffusion d'appels téléphoniques directement à vos aides auditives à l'écoute de la musique, nos applications et accessoires vous permettent d'entendre et de connecter avec le monde qui vous entoure.

WIDEX MOMENT

Avec l'application MOMENT, vous avez la possibilité de contrôler entièrement vos aides auditives grâce à votre téléphone iPhone ou Android. Il n'a jamais été aussi facile d'ajuster votre audition de manière à obtenir le son que vous préférez, dans les moments qui sont importants pour vous. Le développement et les tests permettent une expérience simple et intuitive pour l'utilisateur, ainsi qu'un mode sombre assurant une utilisation discrète.

Aide intégrée
à l'application

Réinitialiser le
son

Plus d'options
(pour des réglages
non sonores)

Enregistrer les
modifications en tant
que programme personnalisé


Mise en sourdine et
contrôle du volume

Réglages sonores
généraux

Sélectionner
un programme

Accueil

My Sound
Mon Guide
Menu



APPLICATION WIDEX MOMENT

* L'application MOMENT fonctionne avec les modèles MOMENT suivants: mRIC R D, RIC 312 D, BTE 13 D et BTE R D.



WIDEX TONELINK

L'application TONELINK vous permet de contrôler vos aides auditives à l'aide de votre téléphone iPhone ou Android. Aucun besoin de transporter une commande à distance ou de manipuler vos aides auditives. Vous pouvez ajuster simplement et discrètement les fonctions clés grâce à l'application pour aides auditives TONELINK.



APPLICATION WIDEX TONELINK

Utiliser l'application TONELINK avec tous les modèles MOMENT pour contrôler les fonctions clés

CONTRÔLE INTÉGRAL VIA iOS ET ANDROID

Intuitive et facile à utiliser, l'application MOMENT pour téléphones intelligents iOS et Android vous permet le contrôle d'une vaste gamme de fonctions et réglages de vos aides auditives. De plus, l'application offre l'accès à la personnalisation sonore puissante mais facile à utiliser **My Sound**, ainsi que trucs et conseils quant à l'utilisation des aides auditives avec **Mon Guide**.

MON GUIDE – VOTRE GUIDE POUR TIRER LE MEILLEUR DE MOMENT

Nous vous présentons **Mon Guide**. Une section de l'application MOMENT qui offre des conseils sous formes d'instructions par étapes et de vidéos pour vous aider avec vos aides auditives, du démarrage à la personnalisation du son avec **My Sound**.

Il y a également une série de courtes présentations conçues pour vous aider à vous familiariser à vos aides auditives au quotidien.




MY SOUND

– UN COUP DE MAIN POUR UN SON PLUS PERSONNALISÉ

Et si une aide auditive pouvait optimiser le son pour vous dans le moment présent, en utilisant les préférences réelles d'autres utilisateurs à travers le monde?

Ceci est possible avec **My Sound**. **My Sound** combine de vraies expériences humaines avec l'immense puissance de l'intelligence artificielle, et la condense en une application pour téléphone intelligent simple et facile à utiliser qui vous offre deux façons d'obtenir un meilleur son : **Fait(e) pour vous** et **Créez le vôtre**.



Fait(e) pour vous – pour une recommandation instantanée

Il suffit simplement de sélectionner l'activité la plus pertinente et l'intention d'écoute, pour que notre IA vous présente instantanément le profil sonore recommandé, basé sur la façon dont des milliers d'utilisateurs ont préféré entendre dans une situation similaire.

Créez le vôtre – pour un son plus personnalisé

Si vous désirez plus de contrôle, **Créez le vôtre** utilise l'IA pour vous guider vers un son personnalisé par l'entremise d'une série de comparaisons sonores simples.

Chaque fois que la fonctionnalité Créez le vôtre est utilisée, les préférences de l'utilisateur sont traitées par notre IA dans le Cloud. Cela permet la mise à jour et le raffinement des recommandations automatiques **Fait(e) pour vous** qui sont disponibles instantanément pour tous les utilisateurs.

PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MOMENT

LES ACCESSOIRES SANS FIL - CONNEXION, CONTRÔLE ET COMMUNICATION

Les accessoires DEX vous permettent de rester connecté. Diffusez depuis votre téléviseur, votre téléphone portable et plus encore, directement à vos aides auditives. Consultez votre professionnel en santé auditive pour plus de détails.



COM-DEX
Pour la diffusion
mains-libres



FM+DEX
Pour la
diffusion flexible



RC2-DEX
Votre commande
à distance



REMOTE LINK
Appareillage et réglage
fin à distance



PHONE-DEX 2
Pour une
utilisation simple
du téléphone fixe



**PHONE-DEX 2
EXTENSION**



TV-DEX
Pour profiter
pleinement de la
télévision



**PERFECT DRY
LUX**

MOMENT ET TV PLAY VONT DE PAIR

Les aides auditives MOMENT Bluetooth® fonctionnent en parfaite unisson avec TV PLAY. Vous pouvez diffuser un son de qualité sonore exceptionnellement naturelle du téléviseur, directement à vos aides auditives - l'écoute de la télévision, des films et des jeux se veut alors une expérience réellement immersive et agréable.



reddot award 2018
winner



TV PLAY*
Pour un son télévisé comme jamais
auparavant

* Disponible avec MOMENT mRIC R D, RIC 312 D, BTE 13 D et BTE R D.

LES SOLUTIONS AUDITIVES MOMENT

MOMENT est disponible en trois modèles derrière l'oreille, trois modèles avec écouteur délocalisé et quatre modèles intra-auriculaires. Votre professionnel en santé auditive peut vous aider à choisir le modèle qui convient le mieux à vos besoins auditifs et à votre style de vie.

MODÈLES AVEC ÉCOUTEUR DÉLOCALISÉ (RIC) / DERRIÈRE L'OREILLE (BTE)



RIC 10 RIC 312 D mRIC R D BTE 312 BTE 13 D BTE R D

MODÈLES INTRA-AURICULAIRES



CIC MICRO CIC XP IM/IP

CHOIX DE COULEURS

Choisissez parmi 13 couleurs différentes pour les modèles RIC/BTE et trois couleurs standards pour les modèles ITE.



Blanc
perle
(068)



Rouge
sportif
(076)



Rose
flashy
(077)



Turquoise
méditerranéen
(078)



Blond
miel
(114)



Brun
noisette
(115)



Cerise
noire
(116)



Noir
tech
(118)



Gris
argenté
(119)



Brun
doré
(120)



Gris
titanium
(121)



Beige
automne
(123)



Bleu
foncé
(136)



Beige
(025)































Brun
argile
(028)

















Brun
foncé
(107)

QUEL MOMENT EST LE MEILLEUR CHOIX POUR VOUS?

Pour vous aider à mieux entendre, MOMENT offre la technologie exclusive des Classes sonores qui adapte automatiquement vos aides auditives à vos exigences d'écoute spécifiques. MOMENT assure clarté, audibilité et confort dans toutes les situations, sans nécessiter la manipulation de boutons.

NIVEAU DE PERFORMANCE	DIFFUSION DIRECTE (TV/CELLULAIRE)	SOCIAL		MUSIQUE		CALME		FÊTE		TRANSPORT		VILLE	
				Contemporaine	Classique	sans parole	avec parole	sans parole	avec parole	sans parole	avec parole	sans parole	avec parole
WIDEX MOMENT™ 440	 Bluetooth*												
WIDEX MOMENT™ 330	 Bluetooth*												
WIDEX MOMENT™ 220	 Bluetooth*												
WIDEX MOMENT™ 110	 Bluetooth*												

* Disponible avec les modèles mRIC R D, RIC 312 D, BTE 13 D et BTE R D.

NIVEAU DE PERFORMANCE	Expérience sonore naturelle Choisissez entre le son classique Widex ou le nouveau son Puresound	Meilleure compréhension de la parole Pour une mise en évidence de la parole et une réduction du bruit de l'environnement	Réduction du bruit du vent Pour une audition plus claire même par temps venteux	Réglage automatique du son Son optimal dans toutes les situations	Diffusion directe via Bluetooth** Diffusez le son directement depuis les appareils compatibles Apple ou Android (ASHA)	Facile à contrôler L'application intuitive et l'intelligence artificielle vous guident vers le meilleur son	WIDEX REMOTE CARE™*** Appareillage et réglage fin à distance avec entière fonctionnalité GPS
WIDEX MOMENT™ 440					OUI	OUI	OUI
WIDEX MOMENT™ 330					OUI	OUI	OUI
WIDEX MOMENT™ 220					OUI	OUI	OUI
WIDEX MOMENT™ 110					OUI **	OUI **	OUI

* Pour les aides auditives MOMENT avec connectivité 2.4 GHz (mRIC R D, RIC 312 D, BTE 13 D et BTE R D).

** My Sound non disponible.

*** Compatible avec les aides auditives Widex avec connectivité.



SOUND LIKE NO OTHER



WS Audiology Canada Inc.
5041 Mainway, Burlington ON, L7L 5H9

2022-02 | Imprimé au Canada | 9 502 5335 003
WIDEX MOMENT Consumer Brochure

Apple et le logo d'Apple sont des marques déposées d'Apple Inc.
enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une
marque de service d'Apple Inc.
Android, Google Play et le logo de Google Play sont des marques
déposées de Google Inc.

WIDEX.CA